

PiCCO plus – Hemodinami Monitörü

PULSIOCATH Kateterleri

PULSIOCATH arteriyal termodilüsyon kateterleri PiCCO teknolojisi ile less-invaziv volümetrik hemodinamik takip için özel olarak tasarlanmıştır. Kateterler Seldinger tekniği ile büyük arterlerden birine yerleştirilerek kullanılır. 10 günden daha fazla süreyle kullanmak mümkündür.

PULSIOCATH Kateter Listesi

	PV2013L07	PV2014L08	PV2014L16	PV2015L20	PV2014L50LGWA
Kullanım yeri	Femoral (I) Brakiyal (E) Aksiller (E)	Brakiyal (E) Aksiller (E) Femoral (P)	Femoral (E) Brakiyal (E)	Femoral (E)	Radyal (E) <i>en çok 3 gün süreyle kullanılmaktadır.</i>
Dış çap	3F / 0.9mm	4F / 1.4mm	4F / 1.4mm	5F / 1.7mm	4F / 1.4mm
Uzunluk	7 cm	8 cm	16 cm	20 cm	50 cm
Distal lümen iç çapı	0.50mm	0.61mm	0.61mm	0.71mm	0.61mm
Guidewire	0.018"/40cm soft, düz	0.021"/45cm soft, 3mm J	0.021"/60cm soft, 3mm J	0.025"/60cm soft, 3mm J	0.020"/120cm soft, düz, PTFE kaplı
Dilatör	-	4F / 13cm	4F / 13cm	5F / 17cm	-

E: Erişkin, P: Pediatrik, I: Infant

Genel özellikleri

Materyal	PU, mavi renkte
Ölçüm Aralığı*	27°C – 47°C
37°C deki empedansı	14.0 kΩ ± %15
Termistör uç aralığı	5mm (+4mm / -0mm)
Markerlar arası uzaklık	5cm / 1cm, versiyona bağlı

*PiCCO sistemi ile kullanıldığında

Uyarılar

Bütün PiCCO PULSIOCATH kateterlerinin kullanımında, kateter giriş yeri altındaki doğrultuda yeterli miktarda kan akışının sağlandığından (palpasyon, pulse oksimetri, cilt sıcaklığı vb. ile) emin olunmalıdır. Kateterler tek kullanımlıktır.

IŞIK TİBBİ CİHAZLAR
Tel (212) 585 08 05
Fax (212) 585 08 05
www.isiktibbicihazlar.com